



# ΣΕΠ - ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ



## ΓΡΑΦΗΜΑ



Όταν ο κένσορας είναι βελάκι δεξιά από τον άξονα y ή κάτω από τον άξονα x – πατώ διπλό αριστερό κλικ – αλλάζω τις ιδιότητες του άξονα

με διπλό αριστερό κλικ – ενεργοποιώ και δεύτερο άξονα y

### *Λήψη μετρήσεων*

Κλειδώνω όγκο όταν θέλω να τον μεταβάλω  
Κλειδώνω θερμοκρασία όταν θέλω να την μεταβάλω

1. Ορίζω άξονες στο γράφημα
2. Επιλέγω έναρξη του πειράματος
3. Μεταβάλλω θερμοκρασία ή όγκο